

- GB** Shower bench - user manual
- D** Duschhocker - Gebrauchsanweisung
- DK** Badebænk - Brugervejledning
- I** Sgabello da doccia - Manuale d'uso

Item no.
Art. Nr. **302050**
Varenr.
Codice

User manual



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

GB Shower bench 302050

D Duschkocker 302050

Description & intended use

The shower bench (img. A) is used for seating aid in the shower. The bench has an aluminium frame with height-adjustable legs and a seat made of white plastic.

Important safety information

Only use the device for the intended purpose. Do not climb on the device. Make sure that all legs have the same height. Use only in good technical condition and on a flat and smooth surface. Always check the stability of the device before use.

Assembly and usage description

The device must be assembled by mounting the two crossing legs to the downside of the bench. Mount the leg first that has a flat side on the middle on the downside. Then make sure the last cross-leg fits on the flat side (img. B) and fasten all screws. Adjust the height to fit the user by pulling on the legs and pressing the pin-buttons on each leg to the desired height. Make sure the pins click in place on each leg to lock the position and that all legs are adjusted to the same height (img. C).

Cleaning & maintenance

Normal dirt on metal and plastic parts can be removed with standard cleaning agents and soft cloth. Do not use solvents or abrasives.

Technical data	
Dimension (W x D)	50 x 30 cm
Seat height adjustable	38 - 50 cm
Max. user weight	115 kg
Product weight	1,79 kg

Zweckbestimmung

Der Duschkocker (Bild A) dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschen. Der Hocker hat einen Alu Rahmen und eine Sitzfläche aus weißem Plastik.

Sicherheitshinweise

Nutzen Sie den Duschkocker nur für den vorgesehenen Einsatzbereich. Stellen Sie sich nicht auf den Duschkocker. Er ist nur zum Sitzen gedacht. Achten Sie dass alle Hockerfüße auf die gleiche Höhe eingestellt sind.



Montage und Bedienung

Die 2 Füße sind im Lieferzustand separat verpackt und müssen erst an die Sitzfläche montiert werden. Die beiden Hockerfuß-Halterungen müssen über Kreuz (Bild B) an der Unterseite des Hockers festgeschraubt werden. Dazu nehmen sie zuerst den Fußhalter, der in der Mitte abgeflacht ist und befestigen Sie ihn quer an der Unterseite des Hockers mit zwei der 5 Schrauben. Dann legen Sie den zweiten Fußhalter quer über den ersten und befestigen ihn mit den restlichen drei Schrauben. Kontrollieren Sie ob beide Halterungen fest sitzen und passen dann die Sitzhöhe an den Benutzer an indem Sie die Knöpfe an den Hockerbeinen drücken und auf die gewünschte Höhe einstellen. Achten Sie darauf dass alle vier Beine auf dieselbe Höhe eingestellt und dass alle vier Knöpfe (Bild C) an derselben Position eingerastet sind.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie nur handelsübliche Reinigungsmittel. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.

Technische Daten	
Größe	50 x 30 cm
Sitzhöhe verstellbar	38 - 50 cm
Tragkraft	115 kg
Gewicht	1,79 kg



DK **Badebænk 302050**

Formålsbeskrivelse

Badebænken (billede A) bruges som siddehjælp under brusebadet. Bænken har en aluminiumsramme med højdeindstillelige ben og et formstøbt sæde af hvidt plastik.

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Badebænken må kun benyttes til det oplyste formål. Stil Dem ikke op på bænken, som kun må benyttes siddende. Vær opmærksom på, at benene skal være indstillet i samme højde. Må kun anvendes på et fladt stabilt underlag. Tjek stabiliteten før brug.

Montage og betjening

Badebænken samles ved at montere de 2 ben i krydsfeltet på undersiden af bænken. Monter først det ben, hvor undersiden af tværstangen er klemt flad på midten, ved at skrue 2 af de i alt 5 skruer og spændeskiver fast (billede B). Montér dernæst det andet ben på tværs af det første, så samlingen i krydset passer og skru de sidste 3 skruer fast. Indstil højden så den passer til brugeren ved at aktivere trykknapperne på benene. Træk og drej på benet indtil trykknappen klikker ind i det ønskede hul. Gentages for alle 4 ben indtil den ønskede højde opnås. Vær opmærksom på at alle ben bliver indstillet til samme højde (billede C)

Rengøring og vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler.

Tekniske data	
Dimension	50 x 30 cm
Sæde højde indstilling	38 - 50 cm
Max. brugervægt	115 kg
Produktets vægt	1,79 kg

I **Sgabello da doccia 302050**

Destinazione d'uso

Lo sgabello da doccia Mobilex (immagine A) è concepito per poter fare la doccia stando seduti. Lo sgabello ha un telaio in alluminio color argento ed una seduta in plastica bianca.

Avvisi per la sicurezza

Utilizzare il prodotto solo se in perfetto stato e solo per l'uso consentito. Non montare sullo sgabello, è concepito solo per sedersi. Ponete attenzione che i 4 piedini siano registrate tutti alla stessa altezza.


Montaggio ed uso

I piedini sono forniti distaccati dalla seduta e devono essere montati. Per fare ciò procedete come segue: Girate la seduta con la parte inferiore rivolta verso l'alto. Ora prendete il tubo porta-piedini che ha lo schiacciamento centrale e ponetelo negli incavi predisposti (immagine B). Fissatelo ai lati esterni con 2 delle 5 viti. In seguito ponete il rimanente tubo porta-piedini in modo incrociato sopra l'alto e fissatelo con le rimanenti 3 viti. Controllate che i 2 tubi siano fissati bene e non abbiano gioco. Girate lo sgabello e registrate i 4 piedini all'altezza desiderata facendo attenzione che tutti quattro i piedini siano posizionati alla stessa altezza e che i 4 pulsantini di regolazione siano usciti ed entrati stabilmente nella loro sede (immagine C). Lo sgabello ora è pronto all'uso.

Pulizia e manutenzione

Usare un panno morbido solo con detersivi comuni e neutri. Non usare solventi o abrasivi!

Dati tecnici	
Dimensione	50 x 30 cm
Altezza seduta regolabile	38 - 50 cm
Portata max.	115 kg
Peso del prodotto	1,79 kg



Declaration of Conformity (CE)

The company Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Denmark, declares that the:



is designed and made in accordance with the technical documentation which conforms to the following basic requirements:

- **EU Council Directive 93/42/EEC for medical equipment**

Warranty terms




Mobilex A/S offers 24 months of warranty for damages caused by errors in production. The warranty is not valid by not-intended use of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing error. In the event of damage, please notify your dealer. The warranty does not cover transport costs, injury or other damages possibly related to a malfunction of the product.

Lars Nygaard
Managing Director
Mobilex A/S

Skanderborg, 22-03-2018



.....
signature

 MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK - 8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk	Shower bench  ↓ Max. 115 kg
 Produced <input type="text"/>	Serial no. <input type="text"/>

Example of the product label